

无菌隔离器简介

型号: SX_SI_2900



型号: SX_SI_2900

SX_SI_2900

传递窗采用全送全排设计,可实现快速灭菌的功能。

降低被检产品受污染的风险,减少假阳性的出现的几率

降低无菌检查厂房背景环境要求,简化人员更衣程,降低了运行成本

保护了操作者,提供了可控稳定的检查环境

更符合中国2020版药典、美国FDA等行业标准、法规的要求

工艺控制稳定,符合GAMP5、21CFR Part11 要求

无菌检查操作完成后,可将“工艺配方”、“数据曲线”、“历史记录”、“操作记录”、“报警记录”等原始记录一起打印,可作为批产品的详细批记录进行保存;

操作腔采用内部循环高效彻底的灭菌方法,满载灭菌时间约为2.5~3.0小时;

随机配备1整套定制设计的置物架

集成了手套检漏仪,可方便在每批次生产之前对操作手套进行完整性检测

控制系统集成定时启动的功能,可在前一天晚上将所需要灭菌的物品摆放在隔离器内部,隔离预约启动,可节约大量时间。

优点

- 可根据客户的不同需求而进行定制化设计,如单向流或紊流,双面或单面操作。
- 内部可集成配套隔离器专用集菌仪、PHARMAGRAPH的浮游菌采样器、PMS的尘埃粒子计数器或其它品牌。
- 配备15寸大屏幕HMI,内置审计追踪、电子签名、报警记录等模块。
- 集成汽化过氧化氢蒸汽灭菌模块,可实现6个对数降的杀灭效果(针对嗜热脂肪芽孢杆菌)。
- 可根据客户样品的实际样式提供一整套置物架。

性能

- 更符合中国2020版药典、美国FDA等行业标准、法规的要求
- 工艺控制稳定,符合GAMP5、21CFR Part11 要求
- 无菌检查操作完成后,可将“工艺配方”、“数据曲线”、“历史记录”、“操作记录”、“报警记录”等原始记录一起打印,可作为批产品的详细批记录进行保存;
- 操作腔采用内部循环高效彻底的灭菌方法,满载灭菌时间约为2.5~3.0小时;

应用

- 生物公司;
- 医药企业;
- 疾病管制中心;
- 大学科研院所生物安全实验室等;
- 其他存在有机污染领域等。

SOPHIS 苏信

一日承诺 立信百年
OUR PROMISE IS FOREVER

无菌隔离器简介

参数

型号	SX_SI_2900
设备尺寸(长*宽*高)	2974*870*2350mm
重量	约1.2T
电源	380V/50HZ,3相5线制,3.5KW
压缩空气	洁净干燥,6-8bar,80L/min,露点温度≤-20℃
腔体内部参数	316L材质,拉丝处理,粗糙度Ra≤0.8μm
腔体外部参数	304材质,拉丝处理,粗糙度Ra≤1.2μm
内部照度	操作面高度>350LUX
气流方式	垂直单向流
气流速度	出风面以下150~300mm处0.45m/s±20%
显示	15寸触摸屏
灭菌方式	集成式过氧化氢蒸汽灭菌系统
灭菌效力	6个对数降(嗜热脂肪芽孢杆菌)
灭菌时内部压力	0~100Pa
灭菌时腔内温度	≤35℃
质保	质保1年,可选配延保服务



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

- 地址: 苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼
- E-mail: suxin@szsxjh.com

- Website: www.sxhjjh.com
- 电话: 0512-62551277